

1

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

EasyLyte Lithium Embalagem de Soluções (EasyLyte Na/K/Li Solutions Pack)

REF 2115 400mL REF 2122 800mL

MS 80115310242

USO PRETENDIDO

O EasyLyte Na/K/Li Embalagem de Soluções destina-se à determinação quantitativa de sódio (Na⁺), potássio (K⁺) e lítio (Li⁺) em soro humano, plasma, sangue total e urina (em urina, apenas resultados para Na⁺ e K⁺) utilizando o aparelho MEDICA EasyLyte® Analyzer.

PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO

O aparelho EasyLyte Analyzer mede sódio, potássio e lítio em soro humano, plasma, sangue total e urina (somente para Na⁺ e K⁺) utilizando tecnologia de eletrodo de íon seletivo. O eletrodo de fluxo contínuo de sódio utiliza uma membrana seletiva especialmente formulada para ser sensível aos íons de sódio. Os eletrodos de potássio e lítio utilizam um modelo semelhante com membranas seletivas apropriadas. O potencial de cada eletrodo é medido em relação a uma voltagem fixa e estável que é estabelecida por um eletrodo de referência de junção dupla de prata/cloreto de prata. Um eletrodo de íon seletivo desenvolve uma voltagem que varia com a concentração do íon correspondente. A relação entre a voltagem desenvolvida e a concentração do íon detectado é logarítmica, expressada pela equação de Nerst::

 $E = E^{\circ +} \frac{RT}{RT} Log (g C)$

onde: E = O potencial do eletrodo na solução de amostra

Eº = O potencial desenvolvido sob condição padrão

RT/nF = Uma "constante" dependente da temperatura, denominada inclinação

n = 1 para sódio, potássio, cloreto e lítio Log = Função logarítmica de base 10

q = Coeficiente de atividade do íon medido na solução

C = Concentração do íon medido na solução

AMOSTRA

Sangue total utilizando heparina lítica ou heparina sódica Soro Urina (somente para Na/K/CI)

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

CONTEÚDO

400mL Solutions Pack (REF 2115) 800mL Solutions Pack (REF 2122)

Solução Padrão A, 400mL

140.0 mmol/L Na+ 4.0 mmol/L K+ 1.00 mmol/L Li+ Tampão Conservante Agente umectante

Solução Padrão B, 130mL

35.0 mmol/L Na+ 16.0 mmol/L K+ 0.40 mmol/L Li+ Tampão Conservante Agente umectante

Solução de limpeza, 50mL 0.1 mol/L Difluoreto de amônio

Reservatório de descarte de

resíduos

Solução Padrão A, 800mL

140.0 mmol/L Na+ 4.0 mmol/L K+ 1.00 mmol/L Li+ Tampão Conservante Agente umectante

Solução Padrão B, 180mL

35.0 mmol/L Na⁺ 16.0 mmol/L K+ 0.40 mmol/L Li+ Tampão Conservante Agente umectante

Solução de limpeza, 80mL 0.1 mol/L Difluoreto de amônio

Reservatório de descarte de

resíduos

CONTROLE DE QUALIDADE

REF 2815 - Easy QC Tri-Level Quality Control Kit, Medica

INTERVALOS DE REFERÊNCIA

Sangue Total, Soro, Plasma (mmol/L ou mEq/L)

Sódio (Na+) 135 a 148 Potássio (K+) 3.5 a 5.3 Cloreto (Cl-) 98 a 107 Lítio (Li+) 0.30 a 1.20 Cálcio (Ca++) 1.13 a 1.32 pH 7.35 a 7.45 unidades Cálcio Normalizado (nCa) 1.10 a 1.35

Urina (mmoL/L ou mEq/L)

Sódio (Na+) 40 a 220 Potássio (K+) 25 a 120 Cloro (CI-) 110 a 250 Lítio (Li+) (não aplicável) Cálcio (Ca++) (não aplicável)



MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO

N/A

PRECAUÇÕES



Pode causar irritação na pele (H315) Pode causar irritação nos olhos (H319)

Se atingir a pele, lave com bastante sabão e água (P302 + P352)

Se atingir os olhos, lave cuidadosamente com água por alguns minutos. Remova lentes de contato, se houver e for fácil de remover, e continue lavando (P305 + P351 + P338)



Após o uso, a Embalagem de Soluções contém fluidos corporais humanos e é considerado potencialmente contaminante. Manuseie e elimine a Embalagem de Soluções aplicando as mesmas precauções para materiais potencialmente infectantes. Descarte de acordo com as regulações locais.

INSTRUÇÕES PARA O MANUSEIO DA EMBALAGEM DE SOLUÇÕES, ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

A Embalagem de Soluções é pronta para uso. Enquanto fechada a Embalagem de Soluções é estável até o prazo de validade determinado no rótulo se armazenada de 4 a 25°C. Após a instalação, a Embalagem de Soluções é estável, instalada no EasyLyte Analyzer, até o prazo de validade determinado no rótulo. NÃO CONGELAR.

REMOÇÃO DA EMBALAGEM DE SOLUÇÕES APÓS O USO

Seguindo as precauções laboratoriais padrão, segure firmemente a Embalagem de Soluções e retire-a do Analyzer. NÃO APERTE A EMBALAGEM DE SOLUÇÕES. Coloque a tampa vermelha sobre os quatro conectores e descarte de acordo com as regulações locais.

INSTALAÇÃO DE UMA NOVA EMBALAGEM DE SOLUÇÕES

Remova a nova Embalagem de Soluções da embalagem. Remova a etiqueta laranja, escreva a data no local indicado e fixe a mesma na parte frontal da Embalagem de Soluções, para registrar a data de instalação da mesma. Remova a tampa vermelha. Instale a nova Embalagem de Soluções até que ela se encaixe firmemente nas válvulas de soluções.

ZERANDO O CONTADOR

O EasyLyte Analyzer possui um contador interno que acompanha o uso do Pack de Soluções. O contador em % deve ser configurado para zero (0) cada vez que uma nova Embalagem de Soluções for instalada. Quando instalar uma nova Embalagem de Soluções, entre no SEGUNDO MENU (SECOND MENU) e selecione a opção UTILIZ PACK? (*PACK USAGE?*). Após responder SIM (YES) para UTILIZ PACK? (*PACK USAGE?*), o EasyLyte Analyzer exibe e imprime a percentagem da Embalagem de Soluções. Pressione SIM (YES) novamente e o software do EasyLyte Analyzer automaticamente reconhecerá e selecionará os volumes da embalagem (400mL ou 800mL). Responda SIM (YES) para REPOR A 0% (RESET TO 0%?) para que a Embalagem de Soluções seja instalada. O EasyLyte Analyzer entrará automaticamente em A ESPERA (***STANDBY***). Quando o EasyLyte Analyzer for recalibrado, ele irá automaticamente purgar as linhas de fluido da nova Embalagem de Soluções para garantir o sucesso da calibração.

GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as informações nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Veja o Manual do Operador do EasyLyte Analyzer para informações detalhadas e dados de performance.

REFERÊNCIAS

- 1. Tietz, N.W. (ed.) Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th ed. (2008), p.836-871
- 2. Geigy Scientific Tables, Col. 3, 8th edition

Símbolos Usados



Fabricante



Limites de temperatura



IVD Diagnóstico in vitro



Cuidado, consulte documentos anexos



Consulte instruções de uso



Material Reciclável



Não rejeitar diretamente para o ambiente



Lote



Data de Fabricação



Validade



Risco Biológico



Altamente tóxico



Corrosivo



Nocivo

FABRICADO POR

Medica Corporation

5 Oak Park Drive Bedford, Massachusetts 01730-1413 USA Tel 781 275 4892 Fax 781 275 2731 www.medicacorp.com

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro São Gonçalo - RJ - CEP 24722-414 - Brasil

www.kovalent.com.br

CNPJ: 04.842.199/0001-56 Farm. Resp.: Jorge A. Janoni

CRF: 2648-RJ

SAC: sac@kovalent.com.br - (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Data de vencimento e nº de lote: VIDE RÓTULO