



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-A Monoclonal  
**NÚMERO DO LOTE:** 600139-H1 e sublotes ( -H2, -H3, -H4, etc )  
**DATA DE VALIDADE:** 05/10/2020  
**CONSERVANTE:** < 0.1% de Azida Sódica w/v  
**CORANTE:** 0,005% de Azul Patentado  
**ESTERILIDADE:** Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm  
**ARMAZENAGEM:** Refrigerado à 2 – 8 °C  
**TESTE MICROBIOLÓGICO:** Os materiais de origem utilizados para produzir este lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

---

POTÊNCIA:	Teste em tubo	Cartão DiaMed	Cartão BioVue	Microplaca
Hemácias A <sub>1</sub>	1 em 256	1 em 256	1 em 256	1 em 256
Hemácias A <sub>2</sub> B	1 em 64	1 em 64	1 em 64	1 em 64

---

**AVIDEZ:** (1º sinal de aglutinação)      **Hemácias A<sub>1</sub>**      2 segundos      **Hemácias A<sub>2</sub>B**      2 segundos

---

ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos
Hemácias A <sub>1</sub>	Grade 5	<b>Hemácias B</b> Negativo
Hemácias A <sub>2</sub> B	Grade 5	<b>Hemácias O</b> Negativo

---

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-A estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

---

**LIBERADO POR:**

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 13 de dezembro de 2017

---