



LORNE LABORATORIES LTD



RELEASE PROTOCOL
PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

PRODUCT: PRODUTO:	Anti-Di ^a Polyclonal Blood Grouping Reagent Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-Di ^a Policlonal			
LOT NUMBER: NÚMERO DE LOTE:	32816-A1 and all sub-lots (i.e 32816-A2, 32816-A3, 32816-A4, etc) 32816-A1 e todos os sublotes (e.x. 32816-A2, 32816-A3, 32816-A4, etc)			
MANUFACTURE DATE: DATA DE FABRICAÇÃO	2022-03-18 18/03/2022			
EXPIRY DATE DATA DE VALIDADE:	2024-03-18 18/03/2024			
PRESERVATIVE CONSERVANTE	< 0.1% Sodium Azide w/v < 0.1% de Azida Sódica w/v			
DYE CORANTE:	None Nenhum			
STERILITY: ESTERILIDADE:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm			
STORAGE ARMAZENAMENTO:	Refrigerate at 2 – 8°C Refrigerado à 2 – 8°C			
MICRO TESTING: TESTE MICROBIOLÓGICO:	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg. Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.			
POTENCY: POTÊNCIA:	Tube Test (Teste em tubo)	BioVue Card (Cartão BioVue)	Diamed Card (Cartão Diamed)	
	Di(a+) Cells Células Di(a+)	1 in 2 1 em 2	1 in 4 1 em 4	1 in 2 1 em 2
SPECIFICITY: ESPECIFICIDADE:	Positive Phenotypes Fenótipos Positivos		Negative Phenotypes Fenótipos Negativos	
	Di(a+) Cells	Grade 3	Di(a-) Cells	Negative
	Células Di(a+)	Grau 3	Células Di(a-)	Negativo
QUALITY CONTROL: CONTROLE DE QUALIDADE:	This lot of Anti-Di ^a Meets the potency and specificity requirements as described in the current edition of the Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK. Este lote de Anti-Fy ^a se encontra de acordo com os requisitos de potência e especificidade descritos na edição atual de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”			

RELEASED BY:

LIBERADO POR:

(Technical Administrator)
(Administrador Técnico)

DATE: 12 April 2022

DATA: 12 de Abril de 2022