

Topkal Ferritina

MS 80115310202



Art.: 6210004KC (4 x 1 mL)

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores e instruções de uso, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

En caso de cambio de valores e instrucciones de uso, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-ferritina-4-niveis/>

| | Níveis | Artigos | | |
|------------|------------|---------|-----------|---------|
| | 1096092233 | Nível 1 | 6210001N1 | 01-2025 |
| LOT | 1096182233 | Nível 2 | 6210001N2 | 01-2025 |
| | 1096192233 | Nível 3 | 6210001N3 | 01-2025 |
| | 1096202233 | Nível 4 | 6210001N4 | 01-2025 |

| Parâmetro | Método | Níveis | Valor | Unidade |
|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|---------|
| Parámetro | Método | Niveles | Valor | Unidad |
| | | 1 | 36,4 | ng/mL |
| | | 2 | 133 | ng/mL |
| TOPKAL FERRITINA | Padronização OMS | 3 | 265 | ng/mL |
| Topkal Calibrador Ferritina | Estandarización de la OMS | 4 | 504 | ng/mL |



Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: sac@kovalent.com.br