

## Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

---

### Solução Corante Vermelha para Teste ( Red Test Dye Solution )

REF 6402 e 2578

**MS 80115310228**



**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.**

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907-2534 / 0800 015 1414 / [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)

### USO PRETENDIDO

A Solução Corante Vermelha para Teste é usada para identificar problemas de fluxo de fluido em analisadores.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

A Solução Corante Vermelha para Teste deve ser armazenada em local fresco e seco. A temperatura de armazenamento deve estar entre 4 e 25°C.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Cloreto de Sódio  
Cloreto de Potássio  
Pó Corante Vermelho  
Água deionizada

### APRESENTAÇÃO

Frasco com 50 mL

### PRECAUÇÕES E AVISOS

A Solução Corante Vermelha para Teste não contém nenhum ingrediente ativo, portanto, não existem precauções a serem tomadas.

### PRAZO DE VALIDADE

Não existe prazo de validade para a Solução Corante Vermelha para Teste. Esta solução é usada apenas para avaliação.

### GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as informações nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

## Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

---

### Símbolos Usados

	Fabricante
	Limites de temperatura
	Diagnóstico in vitro
	Cuidado, consulte documentos anexos
	Consulte instruções de uso
	Material Reciclável
	Não rejeitar diretamente para o ambiente
	Lote
	Data de Fabricação
	Validade
	Risco Biológico
	Altamente tóxico
	Corrosivo
	Nocivo

### FABRICADO POR

#### Medica Corporation

5 Oak Park Drive  
Bedford, Massachusetts 01730-1413 USA  
Tel 781 275 4892  
Fax 781 275 2731  
[www.medicacorp.com](http://www.medicacorp.com)

### IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

#### Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro  
São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil  
[www.kovalent.com.br](http://www.kovalent.com.br)  
CNPJ: 04.842.199/0001-56  
Farm. Resp.: Jorge A. Janoni  
CRF: 2648-RJ

SAC: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br) – (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Nº de lote: VIDE RÓTULO