

# TopKal HDL/LDL



MS 80115310095

Soro de calibração de lipídios  
Suero de calibración de lípidos

Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)  
6290004KC (2 x 2 mL)

**LOT** 1100102265

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent  
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

**07-2024**

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

Parâmetro Parámetro	Método Método	Valor Valor	Unidade Unidad
<b>Fosfolipídios</b> Fosfolípidos	Enzimático	239	mg/dL
		3,08	mmol/L
		2,39	g/L
<b>HDL-C</b> HDL Colesterol	Imunoinibição	56,0	mg/dL
		1,45	mmol/L
		0,560	g/L
	Direto, colorimétrico	50,3	mg/dL
		1,30	mmol/L
<b>LDL-C</b> LDL Colesterol	Seleção homogênea	0,503	g/L
		135	mg/dL
		3,48	mmol/L
	Direto, colorimétrico	1,35	g/L
		141	mg/dL
<b>Lp-PLA<sub>2</sub></b> Lipoproteína associada fosfolipase A <sub>2</sub>	Colorimétrico	3,66	mmol/L
		383	U/L
		6,39	µkat/L
<b>NEFA</b> Ácidos graxos não esterificados	Enzimático	25,3	mg/dL
		0,897	mmol/L
		0,253	g/L

Atenção: Mudança de valores!



**Kovalent do Brasil Ltda**

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro

São Gonçalo - RJ - Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414

E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)