

# TopKal HDL/LDL



Anvisa 80115310095

Soro de calibração de lipídios  
Suero de calibración de lípidos

Art.: 6290002KC (1 x 2 mL)  
6290004KC (2 x 2 mL)

1100102587

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent  
Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

 10-2027

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkal-hdl-ldl/>

| Parâmetro<br>Parámetro                         | Método<br>Método      | Valor<br>Valor | Unidade<br>Unidad |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| <b>HDL-C</b><br>HDL Colesterol                 | Direto, colorimétrico | 57,9           | mg/dL             |
|                                                |                       | 1,50           | mmol/L            |
|                                                |                       | 0,579          | g/L               |
| <b>LDL-C</b><br>LDL Colesterol                 | Direto, colorimétrico | 144            | mg/dL             |
|                                                |                       | 3,73           | mmol/L            |
|                                                |                       | 1,44           | g/L               |
| <b>NEFA</b><br>Ácidos graxos não esterificados | Enzimático            | 26,3           | mg/dL             |
|                                                |                       | 0,932          | mmol/L            |
|                                                |                       | 0,263          | g/L               |



## Kovalent do Brasil Ltda

Rua Cristóvão Sardinha, 110 - Jardim Bom Retiro  
São Gonçalo - RJ - Brasil  
CEP: 24722-414  
CNPJ: 04.842.199/0001-56  
Tel.: +55 21 3907-2534 / 0800 015 1414  
E-mail: [sac@kovalent.com.br](mailto:sac@kovalent.com.br)