

Tampão de Lavagem

Informações do kit

Número do catálogo	Apresentação do kit
105-004552-00	1×10 L

Uso pretendido

O Tampão de Lavagem Mindray se destina a uso com a série CL Mindray de Sistemas de Imunoensaio e reagentes específicos de imunoensaio Mindray.

Componentes do reagente

Tampão de Tris, surfactante, com conservantes

Armazenamento e estabilidade

O Tampão de Lavagem fechado é estável até a data de validade indicada, quando armazenados entre 2–35°C.

O Tampão de Lavagem pode ser armazenado em uso e utilizado por no máximo 4 semanas após a abertura, mantendo-se entre 2–35°C.

Preparação do reagente

Pronto para usar

Instrumento aplicável

Analizador de Imunoensaio de Quimioluminescência Mindray Série CL.

Orientações de uso

Para um melhor desempenho deste teste, os operadores devem ler o manual de operação do sistema relacionado com cuidado, para obter instruções detalhadas.

Avisos e precauções

- Apenas para uso no diagnóstico in vitro. Apenas para uso do profissional de laboratório.
- Siga todas as regras de manipulação de reagentes laboratoriais e tome as precauções de segurança necessárias.
- Todos os resíduos de amostras e de reação deverão ser considerados potencialmente de risco biológico. A manipulação das amostras e resíduos de reação deve estar de acordo com os regulamentos e orientações locais.
- A ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) está disponível mediante solicitação.
- Confirme a integridade da embalagem antes de usá-lo. Não use os reagentes com embalagens danificadas. Os resultados não podem ser garantidos quando os

reagentes são armazenados em condições inadequadas.

- Se os reagentes forem abertos involuntariamente antes do uso, eles devem ser tampados e armazenados a 2–35 °C e depois usados dentro do tempo de estabilidade.
- Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente local.
- Deve haver suspeita de instabilidade ou deterioração se houver sinais visíveis de vazamento, turbidez, precipitados ou crescimento microbiano.
- Este kit contém componentes classificados de acordo com o Regulamento (CE) N° 1272/2008:



Aviso

H317 Pode causar reação alérgica na pele.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Prevenção:

P261 Evite respirar poeira/fumaça/gás/névoa/vapores/spray.
P272 Vestuário de trabalho contaminado não deve ser retirado do local de trabalho.
P280 Use luvas/avental/óculos para proteção dos olhos/rosto.
P273 Evite descartar no meio ambiente.

Resposta:

P333 + P313 Se ocorrer irritação da pele ou erupção cutânea: Procure aconselhamento/cuidados médicos.
P302 + P352 SE HOUVER CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.
P362 + P364 Retire a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizar.

Descarte:

P501 Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação local.

Símbolos gráficos



Dispositivo médico para diagnóstico in vitro



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Consulte as instruções de uso



Conformidade Europeia



Número do catálogo



Limite de temperatura



Fabricante



Data de validade



Atenção



Código do lote



Este lado para cima



Identificador exclusivo do dispositivo

© 2013–2025 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Todos os direitos reservados

Fabricante: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Endereço: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

E-mail: service@mindray.com

Website: www.mindray.com

Tel: +86-755-81888998

Fax: +86-755-26582680

Representantes da UE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Endereço: Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Tel: 0049-40-2513175

Fax: 0049-40-255726

Regularizado por :

Mindray do Brasil Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pompéia, 634 conj. comercial 406. Vila Pompéia

São Paulo - SP

CEP : 05022-000

CNPJ: 09.058.456/0001-87

ANVISA nº: 80943610276

Assistência Técnica/Serviço de Atendimento ao Cliente

0800 0202 841

sac.br@mindray.com

“Termos e condições de garantia: A Mindray do Brasil garante o desempenho deste produto dentro das especificações até a data de expiração indicada nos rótulos, desde que os cuidados de utilização e armazenamento indicados nos rótulos e nestas instruções de uso sejam seguidos corretamente.”