



# LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

<b>PRODUTO:</b>	Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-C+D+E Monoclonal
<b>NÚMERO DO LOTE:</b>	70069-A1 e sublotes ( -A2, -A3, -A4, etc )
<b>DATA FABRICAÇÃO:</b>	16/04/2020
<b>DATA DE VALIDADE:</b>	16/04/2022
<b>CONSERVANTE:</b>	< 0.1% de Azida Sódica w/v
<b>CORANTE:</b>	Nenhum
<b>ESTERILIDADE:</b>	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 µm
<b>ARMAZENAGEM:</b>	Refrigerado à 2 – 8 °C
<b>TESTE MICROBIOLÓGICO:</b>	Os materiais de origem utilizados para produzir esse lote foram testados e deram resultados não-reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg.

<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Teste em tubo</b>	<b>Cartão DiaMed</b>	<b>Cartão BioVue</b>	<b>Microplaca</b>	
	<b>Hemácias R<sub>0</sub>r</b>	1 em 256	1 em 512	1 em 256	1 em 64
	<b>Hemácias r'r</b>	1 em 256	1 em 512	1 em 512	1 em 64
	<b>Hemácias r''r</b>	1 em 128	1 em 256	1 em 128	1 em 32

<b>AVIDEZ:</b> (1º sinal de aglutinação)	<b>Hemácias R<sub>0</sub>r</b>	6 segundos	<b>Hemácias r'r</b>	8 segundos
	<b>Hemácias r''r</b>	7 segundos		

<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Fenótipos Negativos</b>		
	<b>Hemácias R<sub>0</sub>r</b>	Grade 5	<b>Hemácias rr</b>	Negativo
	<b>Hemácias r'r</b>	Grade 5		
	<b>Hemácias r''r</b>	Grade 5		

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características (potência e especificidade) desse lote de Anti-C+D+E estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

**LIBERADO POR:**

  
(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

**DATA:** 29 de abril de 2020