

## LORNE LABORATORIES LTD

## PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO

**PRODUTO:** LISS Ready for Use

**NÚMERO DO LOTE:** 470174-B1 e sub-lotes ( -B2, -B3, -B4, etc )

**DATA FABRICAÇÃO:** 03/09/2019 **DATA DE VALIDADE:** 03/09/2020

**ESTERILIDADE**: Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2 μm

**ARMAZENAGEM:** Armazenar a 10 – 30 °C

POTÊNCIA: Este lote de LISS Ready for Use demonstrou potência sorológica adequada

e nenhuma hemólise foi observada nos testes com este lote.

**TESTES FÍSICOS:** 

Teste	Especificações	Resultados
Cor	Incolor	Aprovado
pH a 22°C	6.50 – 6.90	Aprovado
Condutividade a 22°C	3.40 – 4.00 mS/cm	Aprovado
Osmolalidade	285 – 305 mOsmol/kg	Aprovado

CONTROLE DE QUALIDADE:

Este lote de LISS Ready for Use está de acordo com as especificações de potência e características físicas determinadas na atual edição de "Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido".

LIBERADO POR:

(Gerente Laboratorial ou Pessoa Nomeada)

DATA: 04 de setembro de 2019