

TopKon L



MS 80115310105

Soro controle de Lipídios
Sérum de control Lipídios

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)

LOT 1077792361

09-2025

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro Parámetro	Método Método	Equipamento Equipamento	Valor Médio Valor medio	Limites de referência* Límites de referencia*		1 SD 1 SD	Unidade Unidad	
APO A1 Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	126	101	-	151	8,33	mg/dL
	Imunoturbidimétrico		1,26	1,01	-	1,51	0,083	g/L
APO B Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	88,6	70,9	-	106	5,85	mg/dL
	Imunoturbidimétrico		0,886	0,709	-	1,06	0,059	g/L
COLESTEROL Colesterol total	CHOD-PAP	Respos 910, 920 e 940	176	151	-	200	8,17	mg/dL
			4,55	3,91	-	5,18	0,212	mmol/L
			1,76	1,51	-	2,00	0,082	g/L
FOSFOLIPÍDIOS Fosfolípidios Fosfolípidos	Enzimático	Respos 910	212	169	-	254	14,2	mg/dL
			2,73	2,19	-	3,28	0,182	mmol/L
			2,12	1,69	-	2,54	0,142	g/L
HDL-C Colesterol HDL	Imunoinibição Inmunoinhibición	Respos 910, 920 e 940	48,5	38,8	-	58,2	3,23	mg/dL
			1,25	1,00	-	1,50	0,083	mmol/L
			0,485	0,388	-	0,582	0,032	g/L
	Direto, colorimétrico	Respos 910, 920 e 940	46,0	36,8	-	55,2	3,07	mg/dL
			1,19	0,952	-	1,43	0,080	mmol/L
			0,460	0,368	-	0,552	0,031	g/L
CHOD-PAP Precipitante			43,5	34,8	-	52,1	2,88	mg/dL
			1,12	0,899	-	1,35	0,075	mmol/L
			0,435	0,348	-	0,521	0,029	g/L
LDL-C Colesterol LDL	Seleção homogênea Selección homogénea	Respos 910	100	80,2	-	120	6,63	mg/dL
			2,59	2,08	-	3,11	0,172	mmol/L
			1,00	0,802	-	1,20	0,066	g/L
		Respos 920 e 940	98,2	78,6	-	118	6,57	mg/dL
			2,54	2,03	-	3,05	0,170	mmol/L
			0,982	0,786	-	1,18	0,066	g/L
	Direto, colorimétrico	Respos 910	103	82,2	-	123	6,80	mg/dL
			2,66	2,12	-	3,19	0,178	mmol/L
			1,03	0,822	-	1,23	0,068	g/L
		Respos 920 e 940	104	83,4	-	125	6,93	mg/dL
			2,70	2,16	-	3,24	0,180	mmol/L
			1,04	0,834	-	1,25	0,069	g/L
CHOD-PAP Precipitante			117	93,6	-	140	7,73	mg/dL
			3,02	2,42	-	3,63	0,202	mmol/L
			1,17	0,936	-	1,40	0,077	g/L
Lp-PLA₂ Lipoproteína associada fosfolipase A ₂	Colorimétrico	Respos 910	335	268	-	402	22,3	U/L
			5,58	4,47	-	6,70	0,372	µkat/L
NEFA Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	Enzimático	Respos 910	16,2	12,9	-	19,4	1,083	mg/dL
			0,573	0,458	-	0,687	0,038	mmol/L
			0,162	0,129	-	0,194	0,011	g/L
TRIGLICERÍDEOS Triglicéridos Triglicéridos	GPO-PAP	Respos 910, 920 e 940	100	80,1	-	120	6,65	mg/dL
			1,13	0,902	-	1,35	0,075	mmol/L
			1,00	0,801	-	1,20	0,067	g/L



Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

www.kovalent.com.br

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 sac@kovalent.com.br