

TopKon L



Anvisa 80115310105

Soro controle de Lipídios
Sérum de control Lipidos

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)

LOT 1077792468

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

12-2026

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

| Parâmetro Parámetro | Método Método | Equipamento Equipamento | Valor Médio Valor medio | Limites de referência* Límites de referencia* | 1 SD 1 SD | Unidade Unidad |
|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--------------|-------------------|
| APO A1 Apolipoproteína A1 | Imunoturbidimétrico Imunoturbidimétrico | Respons 910, 920 e 940 | 114 | 91,3 - 137 | 7,62 | mg/dL |
| | | | 1,14 | 0,913 - 1,37 | 0,076 | g/L |
| APO B Apolipoproteína B | Imunoturbidimétrico Imunoturbidimétrico | Respons 910, 920 e 940 | 77,3 | 61,8 - 92,7 | 5,15 | mg/dL |
| | | | 0,773 | 0,618 - 0,927 | 0,052 | g/L |
| COLESTEROL Colesterol total | CHOD-PAP | Respons 910, 920 e 940 | 149 | 128 - 170 | 7,00 | mg/dL |
| | | | 3,85 | 3,31 - 4,39 | 0,180 | mmol/L |
| | | | 1,49 | 1,28 - 1,70 | 0,070 | g/L |
| FOSFOLÍPIDIOS Fosfolípidios Fosfolípidios | Enzimático | Respons 910 | 239 | 191 - 287 | 16,0 | mg/dL |
| | | | 3,08 | 2,46 - 3,70 | 0,207 | mmol/L |
| | | | 2,39 | 1,91 - 2,87 | 0,160 | g/L |
| HDL-C Colesterol HDL | Direto, colorimétrico | Respons 910, 920 e 940 | 41,0 | 32,8 - 49,2 | 2,73 | mg/dL |
| | | | 1,06 | 0,848 - 1,27 | 0,070 | mmol/L |
| | CHOD-PAP Precipitante | | 34,7 | 27,7 - 41,6 | 2,32 | mg/dL |
| | | | 0,897 | 0,717 - 1,08 | 0,061 | mmol/L |
| | | | 0,347 | 0,277 - 0,416 | 0,023 | g/L |
| LDL-C Colesterol LDL | Direto, colorimétrico | Respons 910, 920 e 940 | 93,6 | 74,9 - 112 | 6,18 | mg/dL |
| | | | 2,42 | 1,94 - 2,90 | 0,160 | mmol/L |
| | CHOD-PAP Precipitante | | 0,936 | 0,749 - 1,12 | 0,062 | g/L |
| | | | 103 | 82,4 - 124 | 6,93 | mg/dL |
| | | | 2,66 | 2,13 - 3,20 | 0,178 | mmol/L |
| | | | 1,03 | 0,824 - 1,24 | 0,069 | g/L |
| Lp-PLA₂ Lipoproteína associada fosfolipase A ₂ | Colorimétrico | Respons 910 | 272 | 217 - 326 | 18,2 | U/L |
| | | | 4,53 | 3,62 - 5,43 | 0,302 | μkat/L |
| NEFA Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados | Enzimático | Respons 910 | 15,2 | 12,2 - 18,2 | 1,00 | mg/dL |
| | | | 0,538 | 0,430 - 0,646 | 0,036 | mmol/L |
| | | | 0,152 | 0,122 - 0,182 | 0,010 | g/L |
| TRIGLICERÍDEOS Triglicérideos Triglicéridos | GPO-PAP | Respons 910, 920 e 940 | 108 | 86,6 - 130 | 7,23 | mg/dL |
| | | | 1,22 | 0,975 - 1,46 | 0,081 | mmol/L |
| | | | 1,08 | 0,866 - 1,30 | 0,072 | g/L |



Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – Brasil

CEP: 24722-414

CNPJ: 04.842.199/0001-56

www.kovalent.com.br

SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 sac@kovalent.com.br